

# YOUNG™

## UNSERE AUSWAHL AN POLIERKELCHEN

Young bietet Ihnen immer die größte Auswahl an Polierkelchen, für jede Ihrer Bedürfnisse. Wir garantieren, dass unsere Polierkelche eine dauerhafte, gleichbleibende und verlässliche Leistung für jede Polierbehandlung bringt.

### VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Alle Polierkelche  
FREI VON LATEX  
UND BPA


#### Pointed Polisher



- Gut für Kieferorthopädie und approximalen Zugang

*Empfohlen für: Patienten in kieferorthopädischer Behandlung und Patienten mit Parodontalerkrankung, Implantatreinigung und für verbesserten Zugang zu engen Stellen*

#### Web



- Gut für approximale Verfärbungen. Reduziert Spritzer

*Empfohlen für: alle Patienten, besonders mit durchschnittlichen bis großen Zähnen*

#### Turbo Plus™



- Gut für das Entfernen von Verfärbungen. Reduziert Spritzer

*Empfohlen für: alle Patienten*

#### Elite™



- Gut für das Entfernen von Verfärbungen. Reduziert Spritzer

*Empfohlen für: alle Patienten*

#### Petite Web™



- Gut für das Entfernen von Verfärbungen. Passt sich besonders gut an den Zahn an

*Empfohlen für: alle Patienten, besonders solche mit kleineren bis normal großen Zähnen und Patienten mit empfindlichem Würgereflex*

#### Cup Typ




#### Cup Länge



#### Cup Härte



#### Nr # Polierkelch - Schraube - 40 Stk.

295661	Web, Long, fest, latexfrei
295662	Web, Long, weich, latexfrei
295663	Turbo Plus™, lang, fest, latexfrei
295664	Turbo Plus™, lang, weich, latexfrei
295665	Elite™, weich, latexfrei
295666	Elite Flex™, extraweich, latexfrei
295667	Petite Web™, weich, latexfrei
295668	Petite Flex, extraweich, latexfrei
295669	Pointed Polisher, weich, latexfrei
282412	Mandrel, 14mm, 12 Stück 

#### Nr # Polierkelch - Latch Type - 40 Stk.

295671	Web, Long, fest, latexfrei
295672	Web, Long, weich, latexfrei
295673	Turbo Plus™, lang, fest, latexfrei
295674	Turbo Plus™, lang, weich, latexfrei
295675	Elite™, weich, latexfrei
295676	Elite Flex™, extraweich, latexfrei
295677	Petite Web™, weich, latexfrei
295678	Petite Flex, extraweich, latexfrei

# ANFÄRBETABLETTEN- UND LÖSUNGEN

Unsere Anfärbeprodukte arbeiten sicher und zeigen Plaque durch eine zeitweise Färbung der problematischen Bereiche an. Sie unterstützen damit Ihre Patienten in der häuslichen Mundhygiene. In zwei Darreichungsformen erhältlich.

OHNE  
ERYTHROSIN  
UND  
GLUTEN

## 2 Tone™ Anfärbelösung

- 2Tone™ Lösung zeigt sowohl alte als auch neue Plaque an; dank fortgeschrittener Zweifarbenformel
- 2Tone™ enthüllt neue Plaque rot und alte Plaque blau, und zeigt somit die Bereiche an, die während des Zähneputzens vernachlässigt werden
- Erhältlich als Tabletten oder Flasche mit 59ml Lösung



### Nr # 2 Tone™ Anfärbemittel

233120 2 Tone™ Lösung, 2oz (59ml)

234225 2 Tone™ Tabletten, 250 Stk.

## Trace® Anfärbelösung

- Hilft Patienten beim sorgfältigen Zähneputzen und zeigt die Flächen, die sie beim Putzen vergessen
- Trace® arbeitet sicher und kennzeichnet die Bereiche mit Plaque durch eine rote Färbung, die sich einfach entfernen lässt.
- Erhältlich als Tabletten oder Flasche mit 59ml Lösung



### Nr # Trace® Anfärbemittel

233120 Trace® Lösung, 2oz (59ml)

234225 Trace® Tabletten, 250 Stk.

⓪ Tabletten oder ⓪ Lösung

Die Färbung der vernachlässigten Bereiche hilft den Patienten ihre Zähne sorgfältiger zu putzen.