

# YOUNG™

## EINWEG-PROPHY-WINKELSTÜCKE

Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young sind so konstruiert, dass auch schwer zugängliche Stellen im Mund gut erreicht werden können. Dank schmalere Hals und kleinem, runden Kopf ist das Polieren für Anwender und Patient gleichermaßen angenehm.

Reduziertes Infektionsrisiko, kein Schaden am teuren Handstück durch abrasive Pasten. Außerdem zeit- und kostensparend durch die Einmal-Verwendung - keine Desinfektion notwendig.

17° Kontrawinkel  
für verbesserte  
Ergonomie

Runder Kopf  
für verbesserte  
Wendigkeit

Schlanker Hals  
für eine bessere Sicht

Verbesserte  
Griffigkeit

Schlankes Design für  
Anwender und  
Patientenkomfort



Classic Petite Web™  
295683

Contra Petite Web™  
295682

Contra Elite™  
295680

Classic Elite™  
295681

Alle Young Polierkerle sind aus firmeneigenem Spezialgummi. FREI VON LATEX UND BPA.

Vergleich alte und neue Generation Einweg-Prophy-Winkelstücke



25% schlankere Hals



Schmales Design und weniger  
Oberfläche



58% bessere Sicht dank rundem  
Kopf Design

### Nr # Einweg-Prophy-Winkelstücke - 125 Stk.

295680	Contra Elite™, weich, latexfrei
295681	Classic Elite™, weich, latexfrei
295682	Contra Petite Web™, weich, latexfrei
295683	Classic Petite Web™, weich, latexfrei

# YOUNG PROXEO HANDSTÜCK

Das Young Proxeo Handstück für Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young bietet Ihnen eine benutzerfreundliche und wartungsarme Anwendung.

LEICHTER ADAPTER  
REDUZIERT  
HANDERMÜDUNG

Benutzerfreundliches **automatisches Spannkopf-System**

**Doriot** Schaft-System

**4:1** Umsetzung für jeden E-Style Elektromotor

Zum Gebrauch mit **Einweg-Prophy-Winkelstücken mit Plastik-Schaft**

**Sterilisierbar** und für den Gebrauch im **Thermodesinfektor**



Young Proxeo Handstück HP-44M



HP-44M mit Classic Petite Web™



HP-44M mit Contra Elite™