


YOUNG®


UNSERE AUSWAHL AN POLIERKELCHEN

Young bietet Ihnen eine große Auswahl an Polierkelchen, für jedes Ihrer Bedürfnisse und das Ihrer Patienten. Wir garantieren, dass unsere Polierkelche eine dauerhafte, gleichbleibende und verlässliche Leistung für jede Behandlung bringen.




Elite™

Mit Außenrillen, Kelch poliert auch außen und in den Zahnzwischenräumen. Reduziert spürbar Spritzer.




Petite Web™

Effektive Entfernung von Verfärbungen und Biofilm. Passt sich besonders gut an den Zahn an.



Web™


Bei hartnäckigen Verfärbungen.



Turbo Plus™

Für maximalen Oberflächenkontakt und gute Anpassung an Zahn. Wenig Spritzer und effektive Entfernung von Verfärbungen.

Pointed Polisher



Für hartnäckige Verfärbungen. Optimal für Politur bei Brackets und KFO Drähten ohne Schädigung der Gingiva. Gut für Implantatreinigung, Furkationen.

Kelch Type

Latch Schraube

Kelch Länge

Kurz Lang

Kelch Härte

Extra weich weich hart

Kelch	Härte	Art.-Nr. Schraube	Menge	Art.-Nr. Latch	Menge	Art.-Nr. Snap-on	Menge
Elite	weich	053901	144 Stk.	295867	144 Stk.	-	-
	extraweich	059901	144 Stk.	296620	144 Stk.	-	-
Petite Web	weich	054601	144 Stk.	295868	144 Stk.	-	-
Web	weich	054101	144 Stk.	-	-	051801	144 Stk.
	hart	054201	144 Stk.	-	-	051201	144 Stk.
Turbo Plus	weich	053601	144 Stk.	-	-	-	-
	hart	053801	144 Stk.	-	-	-	-
Pointed Polisher	fest	059701	144 Stk.	-	-	-	-
	weich	059101	144 Stk.	-	-	-	-

ANFÄRBETABLETTEN- UND LÖSUNGEN

Unsere Anfärbeprodukte arbeiten sicher und zeigen Plaque durch eine zeitweise Färbung der problematischen Bereiche an. Sie unterstützen damit Ihre Patienten bei der Mundhygiene. Optimal vor der PZR und im Rahmen der Kinderprophylaxe.

2 Tone™ Anfärbelösung

2 Tone™ Zweifarbenformel: enthüllt **neue Plaque rot** und **alte Plaque blau**, und zeigt somit die Bereiche an, die während des Zähneputzens vernachlässigt werden.

Alle Anfärbemittel
ohne Erythrosin
und Gluten



Nr. #	2 Tone™ Anfärbemittel
233102	2 Tone Lösung, 2oz (59ml)
234225	2 Tone Tabletten, 250 Stk.

Trace® Anfärbelösung

Trace® arbeitet sicher und kennzeichnet die Bereiche mit Plaque durch eine **rote Färbung**, die sich einfach entfernen lässt.



Nr. #	Trace® Anfärbemittel
231102	Trace Lösung, 2oz (59ml)
232225	Trace Tabletten, 250 Stk.

 **Tabletten** oder  **Lösung**

Die Färbung der vernachlässigten Bereiche hilft den Patienten ihre Zähne sorgfältiger zu putzen.