

YOUNG®

VARIÉTÉ DE CUPULES PROPHYLACTIQUES

Young vous propose une large gamme de cupules prophylactiques pour répondre à vos préférences et à le besoins de vos patients. Nous garantissons, que chaque cupule offrira la même performance durable, constante et fiable lors de chaque procédure de polissage.

Elite™



Avec des lamelles extérieures. La cupule polit également l'extérieur et les espaces entre les dents. Réduit considérablement les éclaboussements.

Petite Web™



Élimination efficace des taches et du biofilm. S'adapte particulièrement bien à la dent.

Web™



Pour les décolorations tenaces.

Turbo Plus™



Pour un contact maximal avec la surface et une bonne adaptation à la dent. Peu d'éclaboussures et élimination efficace des décolorations.

Pointed Polisher



Pour les décolorations tenaces. Optimal pour le polissage des brackets et des fils orthodontiques sans endommager les tissus. Bon pour le nettoyage des implants, des furcations.

Caoutchouc spécial propriétaire sans latex ni BPA

Type de cupule



Longueur de la cupule



Dureté de la cupule



| Cupule | Dureté | Réf. À vis | Quantité | Réf. Latch | Quantité | Réf. Snap-on | Quantité |
|------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Elite | souple | 053901 | 144 pcs. | 295867 | 144 pcs. | - | - |
| | extra souple | 059901 | 144 pcs. | 296620 | 144 pcs. | - | - |
| Petite Web | souple | 054601 | 144 pcs. | 295868 | 144 pcs. | - | - |
| Web | souple | 054101 | 144 pcs. | 296619 | 144 pcs. | 051801 | 144 pcs. |
| | dur | 054201 | 144 pcs. | - | - | 051201 | 144 pcs. |
| Turbo Plus | souple | 053601 | 144 pcs. | - | - | - | - |
| | dur | 059701 | 144 pcs. | - | - | - | - |
| Pointed Polisher | dur | 059701 | 144 pcs. | - | - | - | - |
| | souple | 059101 | 144 pcs. | - | - | - | - |

COMPRIMÉS ET SOLUTIONS DE RÉVÉLATEURS

Nous produisons des produits de révélation qui travaillent assurément et indiquent la plaque moyennant une coloration temporaire des régions problématiques. Ce faisant, ils assistent la hygiène buccodentaire de vos patientes chez soi. Optimal avant un nettoyage dentaire professionnel et dans le cadre de la prophylaxie des enfants.

2 Tone™ Solution révélatrice

2 Tone™ formule de deux couleurs : révèle **la nouvelle plaque en rouge** et **la vieille plaque en bleu** et montrant aux patients les zones qui leur manquent lors du brossage.

Tous les agents révélateurs **sans erythrosin ni gluten**



| Réf. # | 2 Tone™ Révélateurs |
|--------|-----------------------------|
| 233102 | 2 Tone solution, 2oz (59ml) |
| 234225 | 2 Tone comprimés, 250 pcs. |

Trace® Solution révélatrice

Trace® fonctionne en toute sécurité et révèle la plaque avec **colorant rouge** qui se lave facilement.



| Réf. # | Trace® Révélateurs |
|--------|----------------------------|
| 231102 | Trace solution, 2oz (59ml) |
| 232225 | Trace comprimés, 250 pcs. |



Comprimés ou



Solution

La coloration des zones négligées aide les patients à se brosser les dents plus soigneusement.