

# YOUNG®

## VERSCHILLENDE PROPHY CUPS

Young biedt professionele mondhygiënisten altijd een uitgebreide keus aan prophy cups om aan alle vereisten te voldoen. Young garandeert dat elke cup dezelfde duurzame, consistente en betrouwbare prestaties levert voor elke polijstprocedure.

Elite™



De externe ribbels polijsten ook aan de buitenkant en in de interdentaal ruimtes. Vermindert spatten merkbaar.

Petite Web™



Doeltreffende verwijdering van verkleuringen en biofilm. Past zich bijzonder goed aan de tand aan.

Web™



Voor hardnekkige verkleuringen.

Turbo Plus™



Voor een maximaal contact met het oppervlak en een goede aanpassing aan de tand. Weinig spatten en effectieve verwijdering van verkleuringen.


Pointed Polisher



Voor hardnekkige vlekken. Optimaal om te kunnen polijsten rondom een beugel en onder draadjes zonder weefsel te beschadigen. Goed voor implantaat reiniging en furcaties.

Eigen ontwikkeld rubber **zonder latex en BPA**

### Cup type




Latch Schroef

### Lengte cup



Kort Lang

### Stevigheid cup



Extra zacht zacht stevig

Cup	Stevigheid	Art.nr. Schroef	Aantal	Art.nr. Latch	Aantal	Art.nr. Snap-on	Aantal
Elite	zacht	053901	144 stuks	295867	144 stuks	-	-
	extra zacht	059901	144 stuks	296620	144 stuks	-	-
Petite Web	zacht	054601	144 stuks	295868	144 stuks	-	-
Web	zacht	054101	144 stuks	296619	144 stuks	051801	144 stuks
	stevig	054201	144 stuks	-	-	051201	144 stuks
Turbo Plus	zacht	053601	144 stuks	-	-	-	-
Pointed Polisher	stevig	059701	144 stuks	-	-	-	-
	zacht	059101	144 stuks	-	-	-	-

# DISCLOSING SOLUTION EN TABLETTEN

Onze 2 Tone™ disclosing agents en tabletten werken veilig en onthullen plak met een tijdelijke kleurstof welke de problematische gebieden toont. U kunt het gebruiken om uw patiënten te ondersteunen bij hun mondhygiëne. Optimaal voor de Professionele gebitsreiniging en als onderdeel van de kinderprofylaxe.

## 2 Tone™ disclosing agents

2 Tone™ tweekleurige formule: onthult **nieuwere plak rood** en **oudere plak blauw**, toont de gebieden die de patiënten consequent missen tijdens het poetsen.



Alle disclosing agents **zonder erythrosin en gluten**

### Art.nr. 2 Tone™ Disclosing agents

233102 2 Tone vloeistof, 2oz (59ml)  
234225 2 Tone tabletten, 250 stuks

## Trace® onthullende agents

Trace® werkt veilig en onthult plak met een **rode kleurstof** die gemakkelijk wegspoelt.



### Art.nr. Trace® Disclosing agents

231102 Trace vloeistof, 2oz (59ml)  
232225 Trace tabletten, 250 stuks



Tabletten of



Vloeistof

Help patiënten om zorgvuldiger te poetsen door ze te laten zien wat ze missen tijdens het poetsen.