

YOUNG®

EINWEG-PROPHY-WINKELSTÜCKE

Mit den Einweg-Prophy-Winkelstücken von Young erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen im Mund. Ein schmaler Hals und der kleine, runde Kopf machen das Polieren für Anwender und Patienten angenehm.

Es entsteht kein Schaden am teuren Winkelstück durch abrasive Pasten. Dieses System ist zeit- und kostensparend durch die hygienische Einmal-Verwendung – es ist keine Desinfektion notwendig.

Firmeneigener
Spezialgummi
ohne Latex und
BPA

17° Kontrawinkel für
verbesserte Ergonomie

Schlanker Hals
für eine bessere Sicht

Verbesserte
Griffigkeit



295683
Classic Petite
Web™

295682
Contra Petite
Web™

295680
Contra Elite™

295681
Classic Elite™

Runder Kopf
für verbesserte
Wendigkeit

Schlankes Design für
Anwender und
Patientenkomfort

Vergleich alte und neue Generation Einweg-Prophy-Winkelstücke



25% schlankerer Hals



Schmales Design und
weniger Oberfläche



58% bessere Sicht dank
rundem Kopf Design

Nr. #	Einweg-Prophy-Winkelstück - 125 Stk.
295680	Contra Elite™, weich, Latex/BPA-frei
295681	Classic Elite™, weich, Latex/BPA-frei
295682	Contra Petite Web™, weich, Latex/BPA-frei
295683	Classic Petite Web™, weich, Latex/BPA-frei

YOUNG PROXEO HANDSTÜCK

Das Young Proxeo Handstück für Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young bietet Ihnen eine benutzerfreundliche und wartungsarme Anwendung.



Benutzerfreundliches **automatisches Spannkopf-System**

Doriot Schaft-System

4:1 Umsetzung für jeden E-Style Elektromotor

Zum Gebrauch mit **Einweg-Prophy-Winkelstücken mit Plastik-Schaft**

Sterilisierbar und für den Gebrauch im **Thermodesinfektor**

AUCH ALS STARTER KIT ERHÄLTlich

375 Einweg-Prophy-Winkelstücke
+ 1 Young Proxeo Handstück



Nr #	Beschreibung Starter Kit
YDNT01	Starter Kit YDNT01, Contra Elite™
YDNT02	Starter Kit YDNT02, Classic Elite™
YDNT03	Starter Kit YDNT03, Contra Petite Web™
YDNT04	Starter Kit YDNT04, Classic Petite Web™

Testen Sie unsere Einweg-Winkelstücke **unverbindlich und inklusive Handstück!**



YD-D-DPA/O821