

YOUNG®

CONTRE-ANGLES DE PROPHYLAXIE JETABLES

Les contre-angles de prophylaxie Young sont conçus pour accéder aux zones difficiles à atteindre, tandis qu'une tête lisse et ronde assure un polissage agréable tant pour les hygiénistes que pour les patients.

Risque d'infection réduit, pas de dommage à vos contre-angles de polissage coûteux par les pâtes à polir. Une économie de temps et d'argent car ils sont à usage unique. Ils ne nécessitent pas de désinfection.

Le 17° contre-angle offre une ergonomie améliorée

Avec du caoutchouc sans Latex et BPA

Tige à faible diamètre pour une meilleure visibilité

Tête arrondie offrant une manœuvrabilité supérieure

Prise en main améliorée

Conception épurée améliorant le confort du praticien et du patient



295683
Classic Petite
Web™

295682
Contra Petite
Web™

295680
Contra Elite™

295681
Classic Elite™

Comparaison des contra-angle à usage unique nouveaux et classiques



Conception de la tige
25% plus mince



Conception épurée
avec surface réduite



Tête arrondie et réduite
de 58%

Réf # Contre-angle jetable - 125 pcs

295680	Contra Elite™, souple, sans latex/BPA
295681	Classic Elite™, souple, sans latex/BPA
295682	Contra Petite Web™, souple, sans latex/BPA
295683	Classic Petite Web™, souple, sans latex/BPA

PIÈCE À MAIN YOUNG PROXEO

La pièce à main Young Proxeo pour contre-angles jetables Young permet une application conviviale et nécessitant peu d'entretien.



Système convivial **de serrage automatique**

Système de tige Doriot

Conversion 4:1 pour tout moteur électrique E-Style

L'adaptateur léger **minimise la fatigue**

Pour une utilisation avec les **contre-angles à tige plastique**

Stérilisable et peut-être utilisé dans un **thermo-désinfecteur**

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT DE DÉMARRAGE

375 contre-angles jetables

+ 1 Pièce à main Young Proxeo



Réf #	Description Starter Kit
YDNT01	Starter Kit YDNT01, Contra Elite™
YDNT02	Starter Kit YDNT02, Classic Elite™
YDNT03	Starter Kit YDNT03, Contra Petite Web™
YDNT04	Starter Kit YDNT04, Classic Petite Web™

Testez nos contre-angles jetables sans obligation et y compris la pièce à main !



YD-F-DPA/O92I