



Contre-angles pour les enfants



Vos plus jeunes patients connaissent-ils Pénélope le pingouin, Zoe le zèbre ou Francesca le flamant rose ?

Les contre-angles prophylactiques à usage unique Zooby contribuent à créer une atmosphère détendue pour le nettoyage professionnel des dents des enfants.

- Cinq joyeux motifs d'animaux Zooby® : Pénélope - le pingouin, Zoe - le zèbre, Francesca - le flamant rose, Chase - le léopard et Talon - le tigre
- Sans latex ni BPA, la cupule comporte des stries à l'intérieur.
- Ces instruments sont conçus pour être utilisés avec des adaptateurs spéciaux, comme par exemple les pièces à main de la gamme Young Proxeo. Ils nécessitent l'utilisation d'adaptateurs à faible vitesse ou de type Doriot.
- À usage unique

Réf #	Contre-angles
575010	Emballage mixte, 100 pcs./boîte
575050	Emballage mixte, 500 pcs./boîte

ZOOBY®



APPORTER LE PLAISIR
DANS LES SOINS
DENTAIRE
PEDIATRIQUES!

Zooby Starter Kit ZB01

500 x contre-angles
prophylactiques Zooby

+

1 x Pièce à main
Young Proxeo

Système convivial de serrage
automatique

Système de tige Doriot

Conversion 4:1 pour tout
moteur électrique E-Style

L'adaptateur léger
minimise la
fatigue

Pour une utilisation avec
les contre-angles à tige
plastique

Stérilisable et adapté
pour être traité dans
un thermo-désinfecteur.



Pièce à main Young Proxeo



Testez nos contre-angles à main jetables
sans obligation et y compris la pièce
à main !



ZB-F-SK/O624