

# YOUNG INNOVATIONS

---

## PRODUKTKATALOG

Europa

MUNDHYGIENE

KINDERZAHNHEILKUNDE

RESTAURATIV

## ÜBER YOUNG INNOVATIONS

Young Innovations ist kontinuierlich darum bemüht, Fachkräfte im Bereich der Mundgesundheit mit dem Wissen, den Produkten und Dienstleistungen auszustatten, die sie benötigen, um die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen, denn diese sind letztlich unsere gemeinsamen und wichtigsten Kunden.



*Tradition*



*Innovation*




*Kundenorientierung*

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts bietet Young Innovations Premium-Produkte, die die Dentalindustrie immer weiter voranbringen. Wir haben uns im vergangenen Jahrhundert darauf konzentriert, die Verbindung zur zahnmedizinischen Gemeinschaft zu verstärken und ein tiefes Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich die Bedürfnisse des zahnmedizinischen Fachpersonals im Laufe der Entwicklung der Branche verändert haben. Die Anwender stehen bei uns seit jeher im Mittelpunkt und beeinflussen dadurch direkt unser Produktangebot in den Bereichen Prävention, Restauration, Endodontie und Diagnose. Durch unsere konsequente Kundenorientierung und Ausrichtung auf Produktinnovationen sind wir zu einem führenden Entwickler und Hersteller präventiver Dentalprodukte, restaurativer Zubehörteile und Instrumente geworden, auf die sich Zahnärzte verlassen können, um ihren klinischen Erfolg zu steigern.

**YOUNG**  
INNOVATIONS



# INHALTSVERZEICHNIS



## MUNDHYGIENE ..... 4–9

### Prophy-Polierkelche ..... 4–5

Young™ Prophy-Polierkelche

### Einweg-Prophy-Winkelstücke ..... 6–7

Young™ Einweg-Prophy-Winkelstücke

Young™ Original Einweg-Prophy-Winkelstücke

### Sonstiges ..... 8–9

2 Tone™ / Trace® Anfärbemittel

Surg-O-Vac™ / Vent-O-Vac™ Absaugkanülen



## KINDERZAHNHEILKUNDE ..... 10–11

### Einweg-Prophy-Winkelstücke ..... 11


Zooby® Einweg-Prophy-Winkelstücke

### Anfärbetabletten ..... 11

Zooby® Anfärbetabletten

### Kinder-Papierservietten ..... 11

Zooby® Papierservietten



## RESTAURATIV ..... 12–17

### Applikatoren ..... 12–15

Microbrush® Plus Spender-Kit

Microbrush® Plus Spender-Refill

Microbrush® Tube Serie

Microbrush® X Applikatoren

Micro-Stix™ Applikator

TRU™ by Microbrush® Applikator

UltraBrush® Bürstenapplikator

### Feuchtigkeitskontrolle ..... 16–17

DryTips®

Reflective DryTips®

Dri-Aid™

Silver Dri-Aid™



## INSTRUMENTENKASSETTEN ..... 18

### GALAXIE Instrumentenkassetten ..... 18

# YOUNG™

## ELITE™ PROPHY POLIERKELCHE

Young bietet zahnmedizinischem Fachpersonal die breiteste Auswahl an Prophy-Polierkelchen sowohl in Latch- als auch in Schraubenausführung für jeden Einsatzbereich an. Young garantiert, dass jeder Polierkelch bei jedem Poliervorgang die gleiche dauerhafte, einheitliche und zuverlässige Leistung liefert. Die Polierkelche sind zur einfacheren Verwendung farbkodiert.


Alle Polierkelche aus firmeneigenem Spezialgummi und **FREI VON LATEX UND BPA**

Firmeneigener Gummi bietet einen größeren Trichterkörper für eine bessere Poliererfahrung



Internes Webbing passt sich der Zahnoberfläche an und reduziert Spritzer

Außenrippen entfernen interproximale Verfärbungen



Speziell für die einzigartigen Bedürfnisse von Dentalprofis auf dem europäischen Markt entwickelt














Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie [www.youngdental.de](http://www.youngdental.de)

# PROPHY-POLIERKELCHE

## Young™ Prophy-Polierkelche

- » Jeder Polierkelch ist für die Verwendung bei jeder Patientengruppe konzipiert, verfügt aber über spezifische Eigenschaften, durch die er in verschiedenen klinischen Situationen (Mundgröße, Verfärbungsgrad, parodontaler Gesundheitszustand etc.) besser geeignet ist
- » Wir bieten einzigartige, zweifarbig farbkodierte Polierkelche zur einfachen Identifizierung an. Die Außenfarbe stellt den Festigkeitsgrad dar (● Blau=fest, ● Lila=weich, ● Rosa=extraweich)
- » Alle Prophy-Polierkelche sind aus einem firmeneigenen latex- und BPA freien Gummi hergestellt
- » Unsere Prophy-Polierkelche sind außerdem einzeln in Blisterpackungen verpackt. Dies reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich und verstärkt das Einwegkonzept

Polierkelche Übersicht

Produkt	Name	Artikelnr.	Menge	Anschluss	Latex/BPA-frei	Härte	Größe	Außenrillen
	Young™ Web	295661	40 Stk.	Schraube	✓	Fest	Lang	
	Young™ Web	295662	40 Stk.	Schraube	✓	Weich	Lang	
	Young™ Turbo Plus™	295663	40 Stk.	Schraube	✓	Fest	Lang	
	Young™ Turbo Plus™	295664	40 Stk.	Schraube	✓	Weich	Lang	
	Young™ Elite™	295665	40 Stk.	Schraube	✓	Weich	Kurz	✓
	Young™ Elite Flex™	295666	40 Stk.	Schraube	✓	Extraweich	Kurz	✓
	Young™ Petite Web™	295667	40 Stk.	Schraube	✓	Weich	Kurz	
	Young™ Petite Flex	295668	40 Stk.	Schraube	✓	Extraweich	Kurz	
	Young™ Pointed Polisher	295669	40 Stk.	Schraube	✓	Weich	Lang	✓
	Young™ Web, Lang	295671	40 Stk.	Latch/RA	✓	Fest	Lang	
	Young™ Web, Lang	295672	40 Stk.	Latch/RA	✓	Weich	Lang	
	Young™ Turbo Plus™	295673	40 Stk.	Latch/RA	✓	Fest	Lang	
	Young™ Turbo Plus™	295674	40 Stk.	Latch/RA	✓	Weich	Lang	
	Young™ Elite™	295675	40 Stk.	Latch/RA	✓	Weich	Kurz	✓
	Young™ Elite Flex™	295676	40 Stk.	Latch/RA	✓	Extraweich	Kurz	✓
	Young™ Petite Web™	295677	40 Stk.	Latch/RA	✓	Weich	Kurz	
	Young™ Petite Flex	295678	40 Stk.	Latch/RA	✓	Extraweich	Kurz	

# YOUNG™

## EINWEG-PROPHY-WINKELSTÜCKE

Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young sind so konstruiert, dass auch schwer zugängliche Stellen im Mund gut erreicht werden können. Dank eines glatten, runden Kopfes ist das Polieren für Anwender und Patient gleichermaßen angenehm. Einweg-Prophy-Winkelstücke reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination und sparen Zeit, da sie zum Einmalgebrauch bestimmt sind und keine Desinfektion anfällt.




Sie sparen Zeit und Kosten mit einem DPA, da kein finanzieller Aufwand für Aufbereitung und den Verschleiß des Handstücks anfällt.

**Runder Kopf**  
für verbesserte  
Wendigkeit

Schlankes Design  
für Anwender- und  
Patientenkomfort

Verbesserte  
**Griffigkeit**



Petite Web™

Contra Elite™

**Schlanker Hals**  
erleichtert die Sicht

**17°-Kontrawinkel**  
bietet eine  
verbesserte  
Ergonomie

FREI VON  
LATEX &  
BPA



Der leichte Adapter minimiert Ermüdung und sorgt dafür, dass die Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young über **4:1-Anschluss mit jeder Art von E-Style-Elektromotor** betrieben werden können

Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie [www.youngdental.de](http://www.youngdental.de)

# EINWEG-PROPHY-WINKELSTÜCKE

## Young™ Einweg-Prophy-Winkelstücke

- » Ein um 25 % schlankeres Halsdesign ermöglicht eine gute Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
- » Entwickelt, um verschiedene Bereiche des Mundes ganz einfach zu erreichen und den Komfort für Anwender und Patienten zu erhöhen
- » Auch mit ergonomisch gestalteten 17°-Kontrawinkel, um Muskelermüdung zu reduzieren und die Handpositionierung zu verbessern.
- » Zweifarbige Polierkelche zur einfachen Identifizierung der Prophy-Winkelstücke von Young



Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Contra Elite™, weich, frei von Latex und BPA	125 Stk.	295680
Classic Elite™, weich, frei von Latex und BPA	125 Stk.	295681
Contra Petite Web™, weich, frei von Latex und BPA	125 Stk.	295682
Classic Petite Web™, weich, frei von Latex und BP	125 Stk.	295683

## Young™ Original Einweg-Prophy-Winkelstücke

- » Wir haben ein komplettes Portfolio an Einweg-Winkelstücken entwickelt, das die individuellen Bedürfnisse von zahnmedizinischen Fachkräften erfüllt.
- » Unsere Winkelstücke sind speziell mit einer eingebetteten Schraube konstruiert, um eine gleichmäßige, konzentrische Drehung zu gewährleisten. Dieses firmeneigene Design hält den engen Kontakt zwischen Polierkelch und Zahn aufrecht und gewährleistet so bei jeder Anwendung eine zuverlässige Politur
- » Jedes Winkelstück ist gefettet, um einen zuverlässigen, ruhigen und vibrationsfreien Betrieb zu gewährleisten
- » Diese Winkelstücke sind so konzipiert, dass sie bequem und sicher in der Hand liegen und werden mit den hochwertigen Prophy-Polierkelchen von Young betrieben




Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Young™ Contra Turbo Plus™ LF - weich	200 Stk.	153620
Young™ Classic Brush - fest	100 Stk.	130110
Young™ Contra Petite Web™ LF - weich	200 Stk.	154620
Young™ Classic Traditional Web™ - weich	200 Stk.	131120
Young™ Contra Elite Original™ LF - weich	200 Stk.	155620
Young™ Classic Traditional Web™ - fest	200 Stk.	131320
Young™ Classic Elite Original™ LF - weich	1200 Stk.	135612
Young™ Contra Turbo Plus™ - weich	200 Stk.	153120
Young™ Classic Turbo™ - weich	200 Stk.	132320
Young™ Classic Elite Original™ LF - weich	200 Stk.	135620
Young™ Contra Turbo Plus™ LF - fest	200 Stk.	153720
Young™ Classic Junior® - weich	200 Stk.	131420
Young™ Contra Turbo Plus™ - fest	200 Stk.	153320
Young™ Classic Traditional Web™ LF - weich	200 Stk.	131620
Young™ Classic Elite Flex™ - weich	200 Stk.	138920
Young™ Classic Petite Web™ LF - weich	200 Stk.	134620

## Young™ Einweg-Polierspitze und -Bürste

- » Die Polierspitze verfügt über einen einzigartigen zugespitzten Kopf, mit dem sich hartnäckige Verfärbungen entfernen lassen
- » Die Polierspitze ist flexibel und weich genug, um damit um Zahnspangen herum und unter kieferorthopädischen Drähten zu polieren
- » Die Bürste entfernt Verfärbungen aus okklusalen Vertiefungen und Fissuren
- » Die Bürste eignet sich hervorragend dafür, die Zahnoberflächen für eine Versiegelung und orthodontische Eingriffe vorzubereiten



Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Young™ Classic Polierspitze LF	100 Stk.	137710
Young™ Classic Bürste	100 Stk.	130110



## EINWEG-PROPHY-WINKELSTÜCKE FÜR KINDER

Kinder lernen mit unseren lustigen Prophy-Winkelstücken im Tierdesign die Pinguin- und Flamingodamen Penelope und Francesca, den Leoparden Chase, den Tiger Talon und Zoe das Zebra kennen! Diese personalisierten Prophy-Winkelstücke eignen sich besonders gut dazu, junge Patienten zu begeistern und machen aus einem normalen Zahnarztbesuch eine spannende Begegnung, bei der kleine Patienten bereitwillig den Mund weit öffnen!



BRINGT SPASS IN DIE PZR BEI KINDERN!



Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie [www.youngdental.de](http://www.youngdental.de)



## KINDER-PROPHYLAXE

### Zooby® Einweg-Prophy-Winkelstücke

- » Stellen Sie Kindern mit unseren lustigen Prophy-Winkelstücken im Tier-Design ihre Lieblingsfiguren vor.
- » Diese personalisierten Prophy-Winkelstücke eignen sich besonders gut dazu, junge Patienten zu begeistern und machen aus einem normalen Zahnarztbesuch eine spannende Begegnung, bei der kleine Patienten bereitwillig den Mund weit öffnen!



Packung  
enthält ein  
Sortiment  
aller 5  
Tiere!

Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Gemischte Packung, 5 Tiermotive	100 Stk.	575010
Gemischte Packung, 5 Tiermotive	500 Stk.	575050

### Zooby® Pediatric Bibs

- » Es ist Zeit in eine neue Rolle zu schlüpfen!
- » Jede Zooby® Kinder-Patientenserviette ist mit einem von insgesamt 5 Tiermotiven bedruckt und agiert so als Kostüm für Ihre kleinen Patienten, sie werden es lieben!
- » Wasserundurchlässig
- » Kinderfreundliche Größe (24 x 23 cm)
- » Fünf lustige Zooby® Tiermotive: Penelope - der Pinguin, Zoe - das Zebra, Francesca - der Flamingo, Chase - der Leopard und Talon - der Tiger



Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Gemischte Packung, 5 Tiermotive, je 20	100 Stk.	295200

### Zooby® Anfärbetabletten

- » Fortschrittliche mehrfarbige Anfärbemittel, die eine schnelle und einfache Identifizierung ermöglichen
- » Zooby® Anfärbetabletten färben neuere Plaque rot und ältere Plaque blau und helfen Kindern dabei, ihre Mundpflege zu Hause zu verbessern
- » Glutenfrei und ohne Erythrosin (E127). Fruchtiger Geschmack.



OHNE  
ERYTHROSIN  
UND GLUTEN

Beschreibung	Menge	Artikelnr.
Plauekontrolle, zweifarbige Erkennung, einzeln verpackt	250 Stk.	295718



# Microbrush<sup>®</sup> International



## APPLIKATOREN

Der preisgekrönte Microbrush<sup>®</sup> Applikator ist die erste Wahl für eine präzise Anwendung in schwer zugänglichen Bereichen. Mit dem steifen Kopf kann intensiv gebürstet werden und der starke Biegeteil ermöglicht vollständige Kontrolle.

Diese Applikatoren sind in mehreren Farben erhältlich, um mehrstufige Verfahren zu identifizieren und können mit Zementen, Ätzmitteln, Dichtstoffen, Bindemitteln, hämostatischen Lösungen und weiteren Materialien verwendet werden.



**REGULÄR** — 2.0 mm



**FEIN** — 1.5 mm



**SUPERFEIN**  
1.0 mm



**ULTRAFEIN**  
0.5 mm



# APPLIKATOREN

## Microbrush® Plus Spender-Kit

- » Steifer Kopf erleichtert intensives Bürsten
- » Starker biegsamer Abschnitt für verbesserte Kontrolle
- » Mehrere Applikator-Farben erhältlich, um verschiedene Schritte im Verfahren zu identifizieren
- » Sion™ Dispenser mit integrierten antimikrobiellen Eigenschaften, die gezielt so konzipiert sind, dass immer nur ein Einweg-Applikator ausgegeben wird
- » Erhältlich in 4 Größen: normal, fein, superfein und ultrafein



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Microbrush® Plus Spender-Kit fein	50 Stk.	MPD	Gelb
Microbrush® Plus Spender-Kit regulär	400 Stk.	PR400KIT	Gemischt
Microbrush® Plus Spender-Kit fein	400 Stk.	PF400KIT	Gemischt
Microbrush® Plus Spender-Kit superfein	400 Stk.	PSF400KIT	Weiß

## Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpack

- » Steifer Kopf erleichtert das Abbürsten
- » Starker biegsamer Abschnitt für verbesserte Kontrolle
- » Mehrere Applikator-Farben erhältlich, um verschiedene Schritte im Verfahren zu identifizieren
- » 100 Applikatoren pro Behälter; 4 Behälter pro Packung
- » Erhältlich in 4 Größen: normal, fein, superfein und ultrafein



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung regulär	400 Stk.	PR400	Gemischt
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung regulär	400 Stk.	PR400BL	Blau
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung regulär	400 Stk.	PR400GR	Grün
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung regulär	400 Stk.	PR400PE	Pfirsich
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung regulär	400 Stk.	PR400PU	Lila
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung fein	400 Stk.	PF400	Gemischt
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung fein	400 Stk.	PF400PI	Pink
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung fein	400 Stk.	PF400YE	Gelb
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung superfein	400 Stk.	PSF400	Weiß
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung superfein	400 Stk.	PU400TE	Petrol
Microbrush® Plus Spender-Nachfüllpackung superfein	400 Stk.	PU400OR	Orange

# APPLIKATOREN

## Microbrush® Tube Series

- » Steifer Kopf erleichtert intensives Bürsten
- » Starker biegsamer Abschnitt für verbesserte Kontrolle
- » Mehrere Applikator-Farben erhältlich, um verschiedene Schritte im Verfahren zu identifizieren
- » 100 Applikatoren pro Dispenser-Tube; 4 Tuben pro Packung
- » Erhältlich in 4 Größen: normal, fein, superfein und ultrafein



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Microbrush® Tube regulär	400 Stk.	MRA400	Gemischt
Microbrush® Tube regulär	400 Stk.	MRB400	Blau
Microbrush® Tube regulär	400 Stk.	MRG400	Grün
Microbrush® Tube regulär	400 Stk.	MRP400	Lila
Microbrush® Tube regulär	400 Stk.	MRS400	Pfirsich
Microbrush® Tube fein	400 Stk.	MFA400	Gemischt
Microbrush® Tube fein	400 Stk.	MFP400	Pink
Microbrush® Tube fein	400 Stk.	MFY400	Gelb
Microbrush® Tube superfein	400 Stk.	MSF400	Weiß
Microbrush® Tube ultrafein	400 Stk.	MUT400	Petrol
Microbrush® Tube ultrafein	400 Stk.	MUO400	Orange

## Microbrush® X Applikator

- » Verlängert und extradünn für die Verwendung in engen Bereichen
- » Perfekt für endodontische Behandlungen
- » Entwickelt mit steiferen Fasern zum starken Bürsten
- » Für die gleichmäßige Verteilung von Material an der Innenwand des Zahns
- » Biegeteil bis zu 90° biegsam
- » Nachfüllbehälter passend für den MB Sion Dispenser
- » Set enthält 1 Sion Dispenser



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Microbrush® X Spender-Kit	100 Stk.	MPX	Schwarz
Microbrush® X Nachfüllpackung	100 Stk.	PX100	Schwarz

## Micro-Stix™ Applikator

- » Haftspitzen-Applikatoren für die Handhabung empfindlicher Objekte
- » Starker Kleber hält auf sichere Weise größere Objekte
- » So entwickelt, dass er keine Rückstände auf dem Zahn hinterlässt



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Micro-Stix™	64 Stk.	STIX64B	Blau

# APPLIKATOREN

## TRU™ by Microbrush® Applikator

- » 12 cm langer Griff mit bleibender Biegung für maximale Kontrolle
- » Fortgeschrittene Klebmitteltechnologie für bessere Konsistenz
- » Spitze zweimal biegsam
- » Neuer ultrafeiner 0,5 mm Kopf für besseren Zugang
- » Erhältlich als individuelle Dispenser-Packungen mit je 80 Applikatoren



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
TRU™ Microbrush® Tube regulär (2.0mm)	80 Stk.	291159	Blau
TRU™ Microbrush® Tube regulär (2.0mm)	80 Stk.	291160	Grün
TRU™ Microbrush® Tube fein (1.5mm)	80 Stk.	291161	Gelb
TRU™ Microbrush® Tube fein (1.5mm)	80 Stk.	291162	Pink
TRU™ Microbrush® Tube superfein (1.0mm)	80 Stk.	291163	Gold
TRU™ Microbrush® Tube superfein (1.0mm)	80 Stk.	291164	Silber
TRU™ Microbrush® Tube ultrafein (0.5mm)	80 Stk.	291166	Orange

## UltraBrush® Bürstenapplikator

- » Bürstenapplikatoren zum Verteilen und Glätten von Materialien
- » An der Spitze biegsam für eine bessere Kontrolle
- » Chemikalienresistente Fasern halten selbst dem aggressivsten Dentalmaterial stand
- » Erhältlich in zwei Größen: normale Größe für erleichtertes Glätten und Verstreichen und feine Größe für präziseres Auftragen
- » Nachfüllbehälter passend für den Microbrush Sion Dispenser
- » Set enthält 1 Sion Dispenser



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
UltraBrush® Spender-Kit regulär	100 Stk.	U2D	Grün
UltraBrush® Nachfüllpackung regulär	200 Stk.	U2R200	Gold / Grün
UltraBrush® Spender-Kit fein	100 Stk.	U1D	Blau
UltraBrush® Nachfüllpackung fein	200 Stk.	U1R200	Blau / Orange



# Microbrush<sup>®</sup> International

## FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

DryTips<sup>®</sup> bieten ultimative Speichelabsorption und trocknen bei der Anwendung nicht aus. Ihre Lebensdauer übertrifft bei weitem die von Watteröllchen und bietet eine komfortable Beibehaltung der Position. Dies gewährleistet die vollständige Abdeckung der Ohrspeicheldrüse und der Mundschleimhaut.



Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie [www.microbrush.de](http://www.microbrush.de)

# FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

## DryTips®

- » Effektive Abdeckung des Ohrspeicheldrüsen-Kanals und der Wangenschleimhaut
- » Polyethylenfolie als Schnittschutz
- » Erleichtert das Arbeiten weit hinten in der Mundhöhle
- » Bleibt auf angenehme Weise am Platz und lässt sich gleichzeitig leicht mit Wasserspray entfernen
- » Flexibel, passt sich Wangenbewegungen an
- » Ideal für Abformung, okklusale Adjustierung, KFO, Komposit, Fissurenversiegelung und mehr



▶ Siehe Anleitungsvideo unter [www.microbrush.de](http://www.microbrush.de)

Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
DryTips® klein	50 Stk.	291543	Weiß
DryTips® groß	50 Stk.	291542	Weiß

## Reflective DryTips®

- » Effektive Abdeckung des Ohrspeicheldrüsen-Kanals und der Wangenschleimhaut
- » Reflektierende Beschichtung für bessere Sicht im Arbeitsfeld
- » Polyethylenfolie als Schnittschutz
- » Erleichtert das Arbeiten weit hinten in der Mundhöhle
- » Bleibt auf angenehme Weise am Platz und lässt sich gleichzeitig leicht mit Wasserspray entfernen
- » Flexibel, passt sich Wangenbewegungen an
- » Ideal für Abformung, okklusale Adjustierung, KFO, Komposit, Fissurenversiegelung u.v.m.

NEU!



▶ Siehe Anleitungsvideo unter [www.microbrush.de](http://www.microbrush.de)

Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Reflective DryTips® klein	50 Stk.	291727	Silber
Reflective DryTips® groß	50 Stk.	291726	Silber

## Dri-Aid™

- » Dünne, saugfähige Schutzplättchen
- » Ermöglicht einen besseren Zugang und Trockenhaltung des Arbeitsbereichs



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Dri-Aid™ klein	250 Stk.	331125	Weiß
Dri-Aid™ klein	750 Stk.	331190	Weiß
Dri-Aid™ groß	250 Stk.	331320	Weiß
Dri-Aid™ groß	750 Stk.	331375	Weiß

## Silver Dri-Aid™

- » Silver Dri-Aid™ Beschichtung für Lichtreflexion und verbesserte Sicht
- » Dünne, saugfähige Schutzplättchen
- » Ermöglicht einen besseren Zugang und Trockenhaltung des Arbeitsbereichs



Beschreibung	Menge	Artikelnr.	Farbe
Silver Dri-Aid™ klein	250 Stk.	332125	Silber
Silver Dri-Aid™ klein	750 Stk.	332190	Silber
Silver Dri-Aid™ groß	250 Stk.	332325	Silber
Silver Dri-Aid™ groß	750 Stk.	332375	Silber

# INSTRUMENTENKASSETTEN

## GALAXIE Instrumentenkassetten

### Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung

Die neue Auswahl an Instrumentenkassetten – ergonomisch und smart – bietet eine optimale Lösung für die Einordnung, Reinigung und Sterilisation von dentalen Handinstrumenten. Gleichzeitig erhöhen diese Kassetten Ihre Sicherheit und Effizienz in der Praxis.



**DIN Kasette für 20 Instrumente**  
PP40373-3



**1/2 DIN Kasette für 10 Instrumente**  
PP40372-2



**1/4 DIN Kasette für 5 Instrumente**  
PP40371-2

### Hochwertige Materialien:

- » Elektropolierter Edelstahl mit glatten Kanten für schnelle Trocknung und Schutz vor Korrosion
- » Verwendung von lebensmittelechtem Silikon

### Innovativer und ergonomischer Verschluss:

- » Sicheres und einfach anwendbares Verschlusssystem erlaubt die Öffnung mit einer Hand

### Neues Design für einen verbesserten Reinigungsprozess:

- » Das neue und innovative lasergeschnittene Muster garantiert maximale Effizienz während des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und gewährleistet gleichzeitig Stabilität und Festigkeit der Kasette.
- » Offenes Gitterdesign speziell für den Gebrauch im RDG, ermöglicht maximalen Wasserdurchfluss
- » Glatte runde Kanten und geschlitzte Ecken erhöhen den Abfluß und reduzieren die Trocknungszeit

### Innovative Farbkodierung und modulare Silikonhalter:

- » Die innovative Form reduziert den Instrumentenkontakt und sorgt für einen erhöhten Wasserdurchfluss sowie eine effizientere Reinigung
- » Inklusive 5 Farbkodiermöglichkeiten in jeder Kasette für eine übersichtliche Praxisorganisation
- » Silikonshienen können variabel eingesetzt werden und sind mit allen Griffdurchmessern kompatibel

Artikelnummer	Beschreibung
PP400371-2	Kasette für 5 Instrumente, 1/4 DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 185x80x37mm
PP400372-2	Kasette für 10 Instrumente, 1/2 DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 185x148x37mm
PP400373-3	Kasette für 20 Instrumente, DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 285x183x37mm

Kassetten werden ohne Instrumente geliefert.





# YOUNG INNOVATIONS



Young Innovations Europe GmbH  
Kurfürsten-Anlage 1 | D-69115 Heidelberg | Germany  
DE: +49 (0) 6221 4345442 | [info@ydnt.eu](mailto:info@ydnt.eu)

MUNDHYGIENE

KINDERZAHNHEILKUNDE

RESTAURATIV